

Прайс на гигиену полости рта

№	ПОЗИЦИЯ	Цена
Чистка № 1	<p>для имеющих здоровый пародонт (рекомендована для регулярного посещения 1 раз в полгода)</p> <ul style="list-style-type: none"> — ультразвуковая чистка всех зубов на глубину 1–2 мм от шейки зуба; — чистка всех зубов по технологии AirFlow (пескоструйная обработка); — дезодорация полости рта; — глубокое фторирование (наносится кисточкой). <p>Продолжительность всего комплекса процедур — 30 минут.</p>	4500
Чистка № 2	<p>для имеющих здоровый пародонт или единичные очаги пародонтита либо пародонтоза (оголение корней зубов) и тех, кто не делал чистку более года или вообще никогда не делал</p> <ul style="list-style-type: none"> — ультразвуковая чистка всех зубов на глубину 1–2 мм от шейки зуба (единичные зубы — более 2 мм); — чистка всех зубов щеткой с пастой с цирконом; — чистка всех зубов по технологии AirFlow (пескоструйная обработка); — дезодорация полости рта; — глубокое фторирование (наносится кисточкой). <p>Продолжительность всего комплекса процедур — 45 минут.</p>	4900
Чистка № 3	<p>VIP-чистка для имеющих здоровый пародонт или единичные очаги пародонтита либо пародонтоза (оголение корней зубов), для регулярно посещающих чистку 1 раз в полгода и тех, кто не делал чистку более года или вообще никогда не делал</p> <ul style="list-style-type: none"> — анестезия десны и определенной группы зубов; — ультразвуковая чистка всех зубов на глубину 1–2 мм от шейки зуба (единичные зубы — более 2 мм); — чистка всех зубов щеткой с пастой с цирконом; — чистка всех зубов по технологии AirFlow (пескоструйная обработка); — штрапсинг, флоссинг; — ультратонкая полировка всех зубов специальной резиновой чашечкой с наполнителем; — дезодорация полости рта; — глубокое фторирование в капе. <p>Продолжительность всего комплекса процедур — не более 1 часа.</p>	6500
Чистка № 4	<p>для пациентов с ортодонтическими аппаратами, брекетами, ретейнерами в полости рта</p> <ul style="list-style-type: none"> — ультразвуковая чистка всех зубов; — чистка всех зубов по технологии AirFlow (пескоструйная обработка); — чистка ортодонтических конструкций по технологии AirFlow (пескоструйная обработка); — дезодорация полости рта. <p>Продолжительность всего комплекса процедур — 30 минут.</p>	5000
Чистка № 5	<p>Глубокую пародонтальную лечебную чистку для пациентов с кровоточивостью десен, подвижностью зубов, пародонтозом и пародонтитом, пародонтальными карманами, оголением корней зубов, деснами синюшного цвета; а также при наличии дентального(ых) имплантата(ов), ортопедических коронок три и более штук</p> <ul style="list-style-type: none"> — анестезия десны и определенной группы зубов; — ультразвуковая чистка всех зубов и корней зубов; — чистка всех зубов и корней зубов щеткой с пастой с цирконом (до десны); — чистка всех зубов и корней зубов по технологии AirFlow (пескоструйная обработка) (при отсутствии противопоказаний); дезодорация полости рта; медикаментозная обработка пародонтальных карманов; аппликации лекарственных средств; глубокое фторирование (наносится кисточкой); — назначение домашнего лечения. <p>Продолжительность всего комплекса процедур — не более 1 часа.</p>	8000
Чистка № 6	<p>для любителей кофе, чая, для курящих и тех, кто нерегулярно делает чистку и имеет темный налет в виде полуколец, окаймляющих зубы</p> <ul style="list-style-type: none"> — ультразвуковая чистка всех зубов на глубину 1–2 мм от шейки зуба (единичные зубы — более 2 мм); — чистка всех зубов щеткой с пастой с цирконом; — чистка всех зубов по технологии AirFlow (пескоструйная обработка); — дезодорация полости рта; — глубокое фторирование (наносится кисточкой). <p>Продолжительность всего комплекса процедур — не более 1 часа.</p>	7000
Чистка №7	<p>Чистка, требующая проведения процедуры в два приема, или более часа Наличие обильных твердых зубных отложений, плотного пигментированного налета. Состоит из процедур чистки №5 или №6</p> <p>Продолжительность всего комплекса процедур — 1,5-2 часа, или два приема в разные дни по 1-му часу</p>	10000
Ф20	<p>Фотоотбеливание линии улыбки(20 передних зубов) по технологии Эмейзинг Вайт Премиум</p>	25000

